

## Sortiment Eldrivna rullstolar 2025


Dalarnas Hjälpmedelscenter  
DHC 250402

Detta är en översikt över det senast upphandlade sortimentet. I första hand förskrivs en rekonditionerad eldriven rullstol, om inte medicinska eller andra särskilda skäl föreligger. En rekonditionerad eldriven rullstol kan vara av en tidigare modell som inte finns med här.

<b>Klass A1</b> Real 6100 Plus Mercado Medic AB	
Leverantörens hemsida	<a href="http://www.mercado.se">www.mercado.se</a>
Sitsstorlek	33x35-48x53 cm. Flera varianter av sitsar finns, se leverantörens hemsida
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 48-76 cm alt 40-60 cm
Ryggstorlek	30x34-46x43 cm. Flera varianter av ryggstöd finns, se leverantörens hemsida
Totalbredd/-längd	57 cm/79,5 cm
Max brukarvikt/	135 kg
Vikt på elrullstol	76 kg
Hindertagning	4 cm
Hastighet	4,5 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Eldriven rullstol avsedd endast för inomhusbruk, ej godkänd för transporter. Det finns många anpassningsmöjligheter och tillbehör. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått.

## Sortiment Eldrivna rullstolar 2025

Dalarnas Hjälpmedelscenter  
DHC 250402

<p><b>Klass B1</b> Q300 M Mini Sunrise Medical AB</p>	
Leverantörens hemsida	<a href="http://www.sunrisemedical.se">www.sunrisemedical.se</a>
Sitsstorlek	Bredd 38,5 cm – 51 cm. Djup 41 cm -56 cm
Sitthöjd	41 cm – 49 cm
Ryggbredd	38,5 cm -51 cm
Totalbredd/-längd	52 cm/ 106 cm
Max brukarvikt/	136 kg/
Vikt på elrullstol	103 kg
Hindertagning	7 cm
Hastighet	8 km/h
Lutning	6°
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Elektrisk sitsvinkel ingår. Manuellt reglerbar rygg- och benvinkel. Rygg avtagbar för transport. Centrummonterat benstöd. Passar för kombinerat inomhus/utomhusbruk. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått

## Sortiment Eldrivna rullstolar 2025

Dalarnas Hjälpmedelscenter  
DHC 250402

<b>Klass B2</b> M3 Enkel Permobil AB	
Leverantörens hemsida	<a href="http://www.permobil.se">www.permobil.se</a>
Sittbredd	42-57 cm
Sittdjup	37-57 cm
Sitthöjd	45 cm
Totalbredd/-längd	62 cm/108 cm
Max brukarvikt/	150 kg
Vikt på elrullstol	174 kg
Hindertagning	8 cm
Lutning	9°
Hastighet	10 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Rygg- och benvinkling manuellt reglerbar. En fast sitthöjd. Elreglerad sitsvinkling som std. Passar för kombinerat utomhus-/inomhusbruk. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått.


## Sortiment Eldrivna rullstolar 2025

Dalarnas Hjälpmedelscenter  
DHC 250402

<b>Klass B3</b> F3 Corpus Permobil AB	
Leverantörens hemsida	<a href="http://www.permobil.se">www.permobil.se</a>
Sittbredd	42-57 cm
Sittdjup	37-57 cm
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 45-75 cm
Totalbredd/-längd	61 cm/112 cm
Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol	150 kg/ 175 kg
Hindertagning	6 cm
Lutning	10°
Hastighet	10 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Passar för kombinerat inomhus-/utomhusbruk, för avancerat sittande. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått.

## Sortiment Eldrivna rullstolar 2025

Dalarnas Hjälpmedelscenter  
DHC 250402

<p><b>Klass B3</b> M3 Corpus Permobil AB</p>	
Leverantörens hemsida	<a href="http://www.permobil.se">www.permobil.se</a>
Sittbredd	42-57 cm
Sittdjup	37-57 cm
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 45-75 cm
Totalbredd/-längd	62 cm/108 cm
Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol	150 kg/ 183 kg
Hindertagning	8 cm
Lutning	9°
Hastighet	10 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Passar för kombinerat inomhus-/utomhusbruk, för avancerat sittande. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått.

## Sortiment Eldrivna rullstolar 2025

Dalarnas Hjälpmedelscenter  
DHC 250402

<p><b>Klass B4</b> F5 Corpus Permobil AB</p>	
Leverantörens hemsida	<a href="http://www.permobil.se">www.permobil.se</a>
Sittbredd	42-57 cm
Sittdjup	37-57 cm
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 45-80 cm
Totalbredd/-längd	65 cm/114 cm
Max brukarvikt/	150 kg/
Vikt på elrullstol	186 kg
Hindertagning	6,5 cm
Lutning	10°
Hastighet	10 km/h (12 km/h)
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Passar för kombinerat utomhus-/inomhusbruk, för avancerat sittande. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått.


## Sortiment Eldrivna rullstolar 2025

Dalarnas Hjälpmedelscenter  
DHC 250402

<b>Klass B Stå</b> F5 Corpus VS Permobil AB	
Leverantörens hemsida	<a href="http://www.permobil.se">www.permobil.se</a>
Sittbredd	42-57 cm
Sittdjup	37-57 cm
Sitthöjd	Elektriskt reglerbar 45-80 cm
Totalbredd/-längd	63 cm/117 cm
Max brukarvikt/	136 kg/
Vikt på elrullstol	206 kg
Hindertagning	7,5 cm
Lutning	10°
Hastighet	10 km/h (12 km/h)
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Passar för kombinerat utomhus-/inomhusbruk, för avancerat sittande. Stående får endast utföras inomhus/på jämnt underlag. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått.

## Sortiment Eldrivna rullstolar 2025

Dalarnas Hjälpmedelscenter  
DHC 250402

<b>Klass B Stå</b> iChair Sky LB Medical AB	
Leverantörens hemsida	<a href="http://www.lbmedical.se">www.lbmedical.se</a>
Sittbredd	43/48 cm
Sittdjup	40-52,5 cm
Sitthöjd	45/48,5/52 cm, elektrisk lyft höjer 20 cm
Totalbredd/-längd	64 cm/ 109,5 cm
Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol	140 kg/ 173 kg
Hindertagning	6 cm
Lutning	8°
Hastighet	10 km/h
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Passar för kombinerat utomhus-/inomhusbruk, för avancerat sittande. Stående får endast utföras inomhus/på jämnt underlag. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått.



## Sortiment Eldrivna rullstolar 2025

Dalarnas Hjälpmedelscenter  
DHC 250402

<p><b>Klass B5</b> Sterling Elite 2 Mini Sunrise Medical AB</p>	
Leverantörens hemsida	<a href="http://www.sunrisemedical.se">www.sunrisemedical.se</a>
Sittbredd	43 cm
Sittdjup	44 cm
Sitthöjd	45 och 52 cm, fasta lägen
Totalbredd/-längd	59.5 cm/128.5 cm
Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol	136 kg/ 110 kg
Hindertagning	7 cm
Lutning	9°
Körsträcka	38 km
Hastighet	10 km/h (12 km/h)
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Elrullstol avsedd för utomhusbruk. Få anpassningsmöjligheter och tillbehör. Går att beställa via webSesam. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h.

## Sortiment Eldrivna rullstolar 2025

Dalarnas Hjälpmedelscenter  
DHC 250402

<b>Klass C1</b> X850 Corpus 3G Permobil AB	
Leverantörens hemsida	<a href="http://www.permobil.se">www.permobil.se</a>
Sittbredd	42-57 cm
Sittdjup	37-57 cm
Sitthöjd	54 cm, med elsitslyft 54-74 cm
Totalbredd/-längd	69 cm/119-139 cm
Max brukarvikt/	136 kg/
Vikt på elrullstol	211 kg
Hindertagning	12 cm
Lutning	10°
Hastighet	10 km/h (15 km/h)
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Elrullstol avsedd för utomhusbruk, längdjusterbart chassi. Goda anpassningsmöjligheter för sittande. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h


## Sortiment Eldrivna rullstolar 2025

Dalarnas Hjälpmedelscenter  
DHC 250402

<b>Klass C1</b> Optimus 2 LB Medical AB	
Leverantörens hemsida	<a href="http://www.lbmedical.se">www.lbmedical.se</a>
Sittbredd	43 eller 48 cm
Sittdjup	40-56 cm
Sitthöjd	50 cm
Totalbredd/-längd	68 cm/116 cm
Max brukarvikt/	150 kg/
Vikt på elrullstol	112 kg
Hindertagning	11 cm
Lutning	10°
Körsträcka	40 km om man kör i 10 km/h
Hastighet	10 km/h (15 km/h=max brukarvikt 120 kg)
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Elrullstol avsedd för utomhusbruk. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått.

## Sortiment Eldrivna rullstolar 2025

Dalarnas Hjälpmedelscenter  
DHC 250402

<b>Klass C2</b> Sterling Elite 2 Plus Sunrise Medical AB	
Leverantörens hemsida	<a href="http://www.sunrisemedical.se">www.sunrisemedical.se</a>
Sittbredd	47,5 cm
Sittdjup	46 cm
Sitthöjd	44-54 cm
Totalbredd/-längd	65 cm/139 cm
Max brukarvikt/ Vikt på elrullstol	175 kg/ 140 kg
Hindertagning	10 cm
Lutning	10°
Körsträcka	30 km
Hastighet	10 km/h (15 km/h)
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	Elrullstol avsedd för utomhusbruk. Små anpassningsmöjligheter och få tillbehör. Går att beställa via webSesam. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h

## Sortiment Eldrivna rullstolar 2025

Dalarnas Hjälpmedelscenter  
DHC 250402

<p><b>Klass C3</b> Minicrosser X1 Minicrosser AB</p>	
Leverantörens hemsida	<a href="http://www.minicrosser.se">www.minicrosser.se</a>
Sittbredd	40-70 med 5 cm intervall upp till sb 50, sedan 10 cm
Sittdjup	Ergo 2 32-55 cm
Sitthöjd	Ergo 2 43-53 cm
Totalbredd/-längd	66 cm/134 cm
Max brukarvikt/	175 kg/
Vikt på elrullstol	151 kg
Hindertagning	11 cm
Lutning	13°
Körsträcka	30 km
Hastighet	10 km/h (15 km/h)
Tillbehör	Olika tillbehör finns, se leverantörens hemsida
Allmänt	<p>Elrullstol avsedd för utomhusbruk. Stora anpassningsmöjligheter och stort utbud på tillbehör. Totalbredd är beroende på sitsbredd och armstödens yttermått. Leveras från oss med max hastighet inställd på 10 km/h</p>